

# Cuidado de la Piel y Adhesivos

**Colocación:** Rote las zonas, limpie y seque la piel antes de la aplicación, evitando las zonas con flexión. Para pieles sensibles, puede aplicar Flonase antes de aplicar el adhesivo. Es posible que debe evitar la zona irritada hasta que mejore.

## Opciones de Adhesivos:

- **Pegamentos:** toallitas protectoras (skin tac, skin prep), pegamento adhesivo liquido (mastisol) [Se aplica sobre la piel limpia y seca después de limpiarla con agua y jabón o alcohol, pero antes de aplicar el CGM o la bomba].



- **Apósitos/Película transparente:** IV 3000, Tegaderm, Hypafix película transparente



- **Cintas y Parches:** Medical/Rock/Silk/Hypafix, Grifgrips, Simpach, Kinesiotape



**Removedores de adhesivos:** Se utiliza para reducir la irritación en la piel al retirar el adhesivo. Ejemplos: Uni-solve, Tac Away, medical-grade Goo Gone



**Donde comprar estos productos:** compañías de bomba de insulina o monitor continuo de glucosa, farmacia locales, tiendas de productos médicos, Amazon