

Orientación sobre los audífonos

Cuando le pongan los audífonos a su niño, su audiólogo pediátrico le proveerá una guía de orientación sobre los audífonos. La orientación le proporcionará información acerca de las partes de los audífonos de su niño, como funcionan, como usarlos y como cuidarlos. Tener una lista de verificación le ayudará a usted y a su audiólogo verificar cada detalle y usted tendrá la información necesaria para encargarse de los aparatos de su niño.

LOS AUDÍFONOS Y SUS COMPONENTES

- ☐ Descripción (micrófono, gancho, molde, puerta de la batería, sistema de seguridad para las pilas, botón de programación, etc.)
- ☐ Baterías (tamaño, color del paquete, inserción, reglas y advertencias)
- ☐ El peligro de ingerir o introducirse una batería en la nariz o el oído

EL CUIDADO DE LOS AUDÍFONOS

- ☐ Limpieza de los moldes (gancho metálico limpiador, cepillo, soplador del molde, etc.)
- ☐ Limpieza de los audífonos
- ☐ Evitar usar/exponerse a: (laca de cabello, mascotas, calor directo, cremas, etc.)
- ☐ Agua
- ☐ Almacenamiento cuando no se usen y el uso de deshumidificador
- ☐ Diarias revisiones del aparato y la habilidad para escuchar (probador de la batería, estetofónico/tubo de audición)
- ☐ Cobertura de la garantía (duración, daño, pérdida)
- ☐ Citas de control

EL USO DE LOS AUDÍFONOS

- ☐ Función básica (como funcionan los audífonos, encendido/apagado, cambio de baterías, etc.)
- ☐ Como colocar y remover los moldes de los oídos
- ☐ El uso de los aparatos ("ojos abiertos, oídos atentos," y cuando no usar los aparatos)
- ☐ Ruidos o silbidos de los aparatos (causas, situaciones, soluciones)
- ☐ Opciones para sujetar ("Pilot Cap," "Crittter Clip," cinta adhesiva para pelucas/ropa, bandas/diademas, etc.)
- ☐ Bloqueo de botones
- ☐ Identificación de los moldes izquierdo, derecho y los audífonos
- ☐ Expectativas/limitaciones (escuchar versus entender, volumen versus claridad, ruido ambiental)

Si su niño se ingiere una batería o se le queda atorada en la nariz o el oído, vaya inmediatamente a la sala de emergencia más cercana y alerte al personal sobre lo sucedido. Para el tratamiento recomendado, llame a la Línea Nacional para Ingesta de Baterías al 800-498-8666, las 24 horas del día.

CONSEJOS PARA LA FAMILIA ACERCA DE LA COMUNICACIÓN

- ☐ Consiga que el niño con los audífonos le preste atención
- ☐ Siempre vea de frente al niño con los audífonos al hablarle
- ☐ No le hable desde una habitación separada
- ☐ Disminuya el ruido circundante o vaya a un espacio callado
- ☐ Hable lentamente sin gritar
- ☐ Sea paciente y comprensivo
- ☐ Recuerde que, aunque el niño con los audífonos parece no entender el lenguaje hablado, él/ella podría desear hablar con usted

SEA PACIENTE

Nuestra experiencia e investigación nos indica que toma tiempo adaptarse a los nuevos sonidos que los audífonos proveerán, incluyendo el sonido de la propia voz de quien los usa. Algunos de estos sonidos podrían no ser agradables al inicio, pero podrían ser necesarios para emitir otros sonidos, como los del habla, más claros. Podría tomar varias semanas para acostumbrarse a estos cambios.

RUIDO O SILBIDO PODRÍA OCURRIR SI:

- ☐ El molde del oído no está colocado adecuadamente en el oído o ya no le queda bien (podría ser necesario tomarle una nueva impresión)
- ☐ El canal auditivo o el audífono podría estar tapado con cerumen
- ☐ El audífono está cubierto con algo como (por ejemplo, un gorro o sombrero)